

TRANSMED ÖZEL TIP LABORATUVARI TEST REHBERİ							
Sıra	TEST ADI	YÖNTEM	ÖRNEK TÜRÜ	ÖRNEK MİKTARI	KABUL GÜNÜ	ÇALIŞMA GÜNÜ	SONUÇ
1	HLA-ABC	moleküler düşük çözünürlükte	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	her gün	1-3 gün
2	HLA-DQDR	moleküler düşük çözünürlükte	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	her gün	1-3 gün
3	HLA-A	moleküler düşük çözünürlükte	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	her gün	1-3 gün
4	HLA-B	moleküler düşük çözünürlükte	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	her gün	1-3 gün
5	HLA-C	moleküler düşük çözünürlükte	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	her gün	1-3 gün
6	HLA-DQ	moleküler düşük çözünürlükte	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	her gün	1-3 gün
7	HLA-DR	moleküler düşük çözünürlükte	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	her gün	1-3 gün
8	HLA-DP	moleküler düşük çözünürlükte	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	her gün	1-3 gün
9	HLA-A	dört basamaklı doku tiplmesi	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	2 haftada bir	2-4 hafta
10	HLA-B	dört basamaklı doku tiplmesi	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	2 haftada bir	2-4 hafta
11	HLA-C	dört basamaklı doku tiplmesi	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	2 haftada bir	2-4 hafta
12	HLA-DQ	dört basamaklı doku tiplmesi	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	2 haftada bir	2-4 hafta
13	HLA-DR	dört basamaklı doku tiplmesi	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	2 haftada bir	2-4 hafta
14	HLA-DP	dört basamaklı doku tiplmesi	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	2 haftada bir	2-4 hafta
15	HLA-B5	moleküler düşük çözünürlükte	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	her gün	1-3 gün
16	HLA-B5	Serolojik	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	her gün	1-3 gün
17	HLA-B*27	moleküler düşük çözünürlükte	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	her gün	1-3 gün
18	HLA-B*27	Serolojik	EDTA lı tam kan	1 tüp	her gün	her gün	1-3 gün

19	HLA-ABDR	moleküler düşük çözünürlükte	EDTA lı tam kan	2 tüp	her gün	her gün	1-3 gün
20	PRA Class-I tararama	Solid Faz (ELISA)	Serum	1 tüp	her gün	2-4 haftada bir	2-4 hafta
21	PRA Class-II tararama	Solid Faz (ELISA)	Serum	1 tüp	her gün	2-4 haftada bir	2-4 hafta
22	Lenfosit Cross-match	CDC ve AHG-CDC	Hasatadan serum	1 tüp	her gün	aynı gün	aynı gün
23	(CANLIDAN)		Vericiden EDTA lı	4 tüp			
24	Lenfosit Cross-match	CDC ve AHG-CDC	Hasatadan serum	1 tüp	7/24	7/24	2-4 saat
25	(KADVRADAN)		Vericiden EDTA lı,dalak, lenf nodu....				